

El conjunto de Productos que contiene jeringas específicas para animales y Chips de vidrio para mascotas de 2,12*12 mm, todo de acuerdo con los estándares de dispositivos médicos desechables esterilizados con EO (etileno óxido) desinfección, y de un solo uso. La jeringa, debido a su estructura especial de tres hojas, a los animales se les inyecta con una lesión muy leve, no causará infección ni otros efectos adversos. consecuencias. Los animales cumplen con el código "Animales del Consejo Internacional del Código" denominado ICAR (Comité Internacional para el Registro de Animales) certificado para cumplir con ISO11784/11785. Estándares, calidad asegurada y confiable.

Microchips id está especialmente diseñado para mascotas y animales. Se puede colocar debajo de la piel de los animales mediante una jeringa especial o mediante cirugía. Además, se puede incrustar en objetos que sean fáciles de encontrar. condición extrema. La etiqueta de vidrio RFID con jeringa de 1,25x7 mm, 2,12x12 mm y 1,4x8 mm se ha desarrollado para inyección subcutánea, que se utiliza ampliamente en animales pequeños. identificación. Este microchip de identificación de mascotas se puede utilizar para identificar cualquier mascota como gato, perro, pelaje, caballo, pez y animales exóticos. Todos los productos cumplen con las normas ISO y son Disponible con revestimiento de parileno para evitar la migración de la etiqueta una vez implantada.

Product especificación:

Nombre del producto	Etiqueta de vidrio RFID para animales
Material	biovidrio
Tamaño	2,12*12 mm, 1,4*8 mm, 3*15 mm, etc.
Chip	EM4305/NTAG216
Frecuencia	125khz/134,2khz/13,56mhz
Principio de transmisión	Dúplex completo (FDX-B)
Estándar anticolisión	IP67
Peso	6,86 g (para una jeringa completa)
Material de inyección	polipropileno
Material de embalaje	Bolsa de esterilización de grado médico
Esterilización	Gas EO, 5 años de garantía.
lapso de código de barras	Contiene seis tramos de códigos de barras unidimensionales adhesivos
Certificado	Comité Internacional para el Registro de Animales (ICAR)
Solicitud	Identificación/seguimiento de animales

How Does Animal Microchip Work?



1. Scan the pet to verify whether he or she has a microchip that has been previously implanted.



2. Scan the microchip pack to verify that the microchip is functional, and that the ID code matches the accompanying barcode labels.



3. Implant the microchip, then rescan the pet to verify that the microchip can be localized.



4. Do not forget to record the tracking number of the microchip.

Implantation Sites for Microchips



Microchips are most often implanted in animals as outlined in the diagrams above. When scanning dogs and cats, begin in the neck area where the microchip is most likely to be located, but be sure to scan slowly and patiently. Scan repeatedly and over the entire body to ensure whether or not a microchip can be localized.

Solicitud:



WHY TAKE THE RISK? GET YOUR PET MICROCHIPPED



Nuestra empresa y fábrica.

Company Introduction

Office

3,000 m² office, 250+ professional sales service you!



Shenzhen Great Creativity Smart Card Co.,Ltd.

Factory

12,000m² clean work shop, more than 500 staffs, strict QC system, full set of advanced machines for all kinds of crafts production, ensuring each order will be taken cared fast and well.

