

Το σετ προϊόντων που περιέχει ειδικές για ζώα σύριγγες και γυάλινα τσιπς κατοικίδιων ζώων 2,12*12 mm, όλα σύμφωνα με τα πρότυπα ιατροτεχνολογικών προϊόντων μιας χρήσης αποστειρωμένα από ΕΟ (αιθυλένιο οξειδίο) απολύμανση και για μία μόνο χρήση. Η σύριγγα ως ειδική δομή τριών λεπίδων, τα ζώα που ενίονται με πολύ ελαφρύ τραυματισμό, δεν θα προκαλέσει μόλυνση και άλλες δυσμενείς επιπτώσεις συνέπειες. Τσιπ ζώων μέσω του "Διεθνούς Κώδικα Ζώα του Συμβουλίου" που αναφέρονται ICAR (Διεθνής Επιτροπή-Για την Καταγραφή Ζώων) πιστοποιημένο για να πληροί το ISO11784/11785 πρότυπα, εξασφαλισμένη ποιότητα και αξιόπιστη.

Το MicroΠατατακίς id είναι ειδικά σχεδιασμένο για κατοικίδια και ζώα. Μπορεί να μπει κάτω από το δέρμα ζώων με ειδική σύριγγα ή χειρουργική επέμβαση. Επίσης, μπορεί να ενσωματωθεί σε αντικείμενα εύκολα για ακραία κατάσταση. Η γυάλινη ετικέτα RFID με σύριγγα 1,25x7mm, 2,12x12mm και 1,4x8mm έχουν αναπτυχθεί για υποδόρια ένεση, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για μικρά ζώα ταυτοποίηση. Αυτό το μικροτσιπ αναγνώρισης κατοικίδιων ζώων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση οποιουδήποτε κατοικίδιου, όπως γάτα, σκύλος, φουρκέτα, άλογο, ψάρι και εξωτικό ζώο. Όλα τα προϊόντα συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO και είναι διατίθεται με επίστρωση παραυλενίου για την αποφυγή μετανάστευσης της ετικέτας μετά την εμφύτευση.

Προϊόν προσδιορισμός:

Όνομασία προϊόντος	Ετικέτα ζωικού γυαλιού RFID
Υλικό	Βιογυαλί
Μέγεθος	2,12*12mm, 1,4*8mm, 3*15mm κ.λπ.
Chip	EM4305/NTAG216
Συχνότητα	125khz/134,2khz/13,56mhz
Αρχή μετάδοσης	Full Duplex (FDX-B)
Πρότυπο αντισύγκρουσης	IP67
Βάρος	6,86 g (για μια πλήρη σύριγγα)
Υλικό έγχυσης	Πολυπροπυλένιο
Υλικό συσκευασίας	Ιατρική θήκη αποστείρωσης
Αποστείρωση	EO gas, 5 χρόνια εγγύηση
Εύρος γραμμικού κώδικα	Περιέχει έξι μονοδιάστατα ανοίγματα γραμμικού κώδικα με αυτοκόλλητο
Πιστοποιητικό	Διεθνής Επιτροπή Καταγραφής Ζώων (ICAR)
Εφαρμογή	Αναγνώριση/παρακολούθηση ζώων

How Does Animal Microchip Work?



1. Scan the pet to verify whether he or she has a microchip that has been previously implanted.



2. Scan the microchip pack to verify that the microchip is functional, and that the ID code matches the accompanying barcode labels.



3. Implant the microchip, then rescan the pet to verify that the microchip can be localized.



4. Do not forget to record the tracking number of the microchip.

Implantation Sites for Microchips



Microchips are most often implanted in animals as outlined in the diagrams above. When scanning dogs and cats, begin in the neck area where the microchip is most likely to be located, but be sure to scan slowly and patiently. Scan repeatedly and over the entire body to ensure whether or not a microchip can be localized.

Εφαρμογή:



WHY TAKE THE RISK? GET YOUR PET MICROCHIPPED



Η εταιρεία και το εργοστάσιό μας

Company Introduction

Office

3,000 m² office, 250+ professional sales service you!



Shenzhen Great Creativity Smart Card Co.,Ltd.

Factory

12,000m² clean work shop, more than 500 staffs, strict QC system, full set of advanced machines for all kinds of crafts production, ensuring each order will be taken cared fast and well.

